

O soluție revoluționară în anestezia mobilă

MADM™

MADM™ este primul vaporizator de gaz anestezic cu injectare directă din lume. Conectați-l la orice ventilator și puteți livra gaz anestezic, oferind *siguranță și precizie*, oriunde vă aflați în misiune.

Versatilitatea și portabilitatea fac ca **MADM™** să fie un dispozitiv ideal nu numai în mediile controlate ale sălilor de operație, unităților de terapie intensivă și clinicilor medicale, dar și în cazul livrării gazului anestezic în medii mai solicitante, precum spitale de campanie și operații chirurgicale desfășurate pe câmpul de luptă.

MADM™ este foarte *economic* în ceea ce privește consumul de anestezic lichid și își adaptează automat funcționalitatea la tipul de ventilator la care este conectat.

Având o configurație cu circuit circular, **MADM™** reduce automat rata de vaporizare pentru a compensa anestezicul neutilizat de la pacient, ceea ce duce la o reducere substanțială a consumului de anestezic lichid.



**THORNHILL
MEDICAL**
INSPIRING INNOVATION

www.thornhillmedical.com | +1 416-597-1325 | 1-888-597-1325
210 Dundas St.W., #200, Toronto, ON, Canada M5G 2E8

MADM™

CARACTERISTICI

Agenți anestezici și Intervale:

Izofluran: 0 - 3,5%

Sevofluran: 0 - 5%

Monitorizează:

Selecția agenților / Concentrația de anestezic livrat /

Concentrația terminal-expiratorie de anestezic/ RR / PICO₂ / PETCO₂ / V_E / MAC

CE 2797 Aprobata de FDA  Health Canada

SPECIFICAȚII

Greutate: 3 kg (7 lbs.) - include sursa de alimentare electrică

Dimensiuni: 20 cm (8") L x 13 cm (5") l x 18 cm (7") H

Temp. de operare: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Temp. de depozitare: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)

Umiditate: 15% - 95% RH fără condensare

Altitudine: 0 - 3.0 km (10,000 ft.)

Putere: 100-240 VAC 50/60 Hz + backup de siguranță baterie internă + opțional sursa de alimentare autonomă pe bază de baterie de tip hot-swap

Conformitate: IEC 60601-1 IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-8 ISO 80601-2-13
IEC 80601-2-55 ISO 5360



**THORNHILL
MEDICAL**
INSPIRING INNOVATION

www.thornhillmedical.com | +1 416-597-1325 | 1-888-597-1325

210 Dundas St. W., #200, Toronto, ON, Canada M5G 2E8

Derek Watt, Director of Commercial Products

e: d watt@thornhillmedical.com